



INTRAORAL IMAGING  
RIOSensor

# Un Capteur intraoral Exceptionnel

Numérisez vos examens intraoraux avec RioSensor

Rationalisez votre flux de travail avec des images digitales de haute précision

Taille 1 et taille 2 pour plus de commodité

Totalement étanche pour une désinfection facilitée

 Des images en très haute résolution à 25lp/mm



Captured by XrayVision 4 - Apteryx Inc

 Un Design Ergonomique

 Branchez et Utilisez

 Durable et Fiable



 Taille 1 & 2

Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissements

Modèle RIS500 Spécifications

	Taille 1	Taille 2
Dimensions extérieures	39x25mm	42x30mm
Surface active	30x20mm	34x26mm
Taille du pixel	20x20µm	20x20µm
Technologie du capteur	Advanced Cmos et fibre optique	Advanced Cmos et fibre optique
Scintillateur	Csl	Csl
Nombre de pixels	1.5 megapixels	2.2 megapixels
Résolution	25lp/mm	25lp/mm
Connexion	USB 2.0 high speed	USB 2.0 high speed
Longueur du câble	2 mètres	2 mètres



Pour plus de renseignements visitez  
[www.raymedical.com](http://www.raymedical.com)  
ou contactez votre revendeur local



## Offre ADF 2019 Rayscan Rio Sensor taille 1

### Capteur RIO Sensor taille 1

Modèle RIS500 comprenant :

Capteur Rio sensor taille 1

Support de fixation

Logiciel Rio View

Pilotes multi plateformes

# 2790 € TTC

Délai indicatif de livraison 45 jours incluant transport et formalités douanières d'importation. Offre tarif matériel livré, installation non comprise.

### Idem dentaire SARL

3 rue aux juifs 14000 CAEN

Tel +33 09.50.18.47.00

Email [contacts@idem-dentaire.fr](mailto:contacts@idem-dentaire.fr)

Web [www.idem-dentaire.fr](http://www.idem-dentaire.fr)

### Ray Co., Ltd. 🏢

332-7, Samsung1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18380, Korea

Phone +82.31.605.1000

Email [ray\\_overseas@raymedical.co.kr](mailto:ray_overseas@raymedical.co.kr)

Web [www.raymedical.com](http://www.raymedical.com)

RBS-S02 (rev.0)

Design and specifications  
are subject to change  
without notice