

Valable jusqu'au 26 Juin 2020

Offres exclusives & réservées à la région  
Normandie auprès d' Idem dentaire.

pour les départements 14, 50, 61, 27, 76.

**Bien Air**<sup>+</sup>  
Dental

# PROMO 2020

NEW  
CHIROPRO

NEW  
CA 1:2.5L



S W I S S  M A D E

DISCOVER THE BEST OF  
SWISS TECHNOLOGY



**NEW** TORNADO X

**5**


**ANNÉES  
DE GARANTIE**

LE PREMIUM

LA PLUS FIABLE  
DU MARCHÉ

TORNADO X  
**850 €**

VERSION LED RÉF 1601085-001  
VERSION LK RÉF 1601086-001

- Roulements à billes céramiques sur mesure pour une durée de vie prolongée
- CoolTouch technologie anti chauffe pour la sécurité des patients
- Bouton SoftPush pour un déblocage facile de la fraise
- Lumière 



5 ANS  
DE GARANTIE

DUO TORNADO X  
**1690 €** ~~1'980 €~~

SOIT 945 € / INSTRUMENT  
VERSION LED 2X RÉF 1601085-001  
VERSION LK 2X RÉF 1601086-001



5 ANS  
DE GARANTIE

LA PETITE TÊTE  
LA PLUS PUISSANTE  
DU MARCHÉ

TORNADO S  
**1090 €**

VERSION LED RÉF 1600933 001  
VERSION LK RÉF 1600932 001



LA PLUS PUISSANTE  
DU MARCHÉ

TORNADO  
**1090 €**

VERSION LED RÉF 1600908-001  
VERSION LK RÉF 1600907-001





# LES CLASSIQUES

## TURBINES LUMIÈRES

**BORA LK / BORA LK**

**690€**

1 x BORA LED  
REF. 1600638-001  
OU 1 x BORA LK  
REF. 1600732-001

- 17 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*

**PRESTIGE LK / PRESTIGE LK**

**790€**

1 x PRESTIGE LED  
REF. 1600641-001  
OU 1 x PRESTIGE LK  
REF. 1600734-001

- 12 watts
- 59 dBA
- 3 sprays (séparés 2x3)
- Eclairage LED
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*

## TURBINES NON-LUMIÈRES

**BORALINA**

**490€**

1 x BORALINA  
REF. 1600373-001

- 12 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie\*

**BLACK PEARL ECO 4V**

**295€**

1 x BLACK PEARL ECO  
REF. 1600040-001

- 13 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (séparé 2x1)
- Jusqu'à 2 ans de garantie\*

# LA MAINTENANCE



## LUBRICARE

**2390€**

1 x LUBRICARE REF. 1600915-001

- Automate de nettoyage et de lubrification 5 fois plus économique !

## RACCORDS

**RACCORD UNIFIX 4 VOIES**

**195€**

REF. 1600363-001

- Pour instruments avec éclairage
- Gold Connect



**RACCORD RA LK**

**245€**

REF. 1600902-001

- Eclairage LED
- Gold Connect



**RACCORD UNIFIX**

**275€**

REF. 1600086-001

- Pour instruments avec éclairage
- Gold Connect
- Robinet pour le réglage du spray



**RACCORD RA LK**

**275€**

REF. 1600866-001

- Eclairage LED
- Gold Connect
- Robinet pour le réglage du spray



## NETTOYANTS



**SPRAYNET**

CARTON 6 BOUTEILLES  
REF. 1600036-006

**225€**

SOIT 43€/BOUTEILLE

## LUBRIFIANT



**LUBRIFLUID**

CARTON 6 BOUTEILLES  
REF. 1600064-006

**225€**

SOIT 43€/BOUTEILLE

**180€**

1 x PLANCARE  
REF. 2500675

Bien-Air PlanCare

**+1 AN**  
EXTENSION DE  
GARANTIE

## PLANCARE

PROGRAMME D'EXTENSION DE GARANTIE BIEN-AIR

Gagnez en tranquillité grâce à notre nouveau pack d'extension de garantie Bien-Air PlanCare, vous pouvez désormais bénéficier de 12 mois supplémentaires d'assistance continue. Et sur tous les produits Bien-Air. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter.



## GRAISSEUR



**LUBRIMED**  
(BOÎTE DE 6 CARTOUCHES)

**28€**

1 x LUBRIMED REF. 1600037-006

LE PREMIUM



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES

**36.9°C**

LA SÉCURITÉ DU  
PATIENT SE MESURE  
EN DEGRÉS CELSIUS.



EVO.15 1:5 L

**990€**

3 ANS DE GARANTIE

1 x EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES  
REF.1600940-001  
OU 1 x EVO.15 1:5 L STANDARD  
REF.1600941-001

- Petite tête (10% plus petite\*\*)
- Technologie antichauffe CoolTouch+™
- Tête antichoc
- 55 dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- 3 ans de garantie



EVO.15 1:1 L

**710€**

1 x EVO.15 1:1 L MICRO-SERIES  
REF.1600938-001  
OU 1 x EVO.15 1:1 L STANDARD  
REF.1600939-001

- Petite tête (10% plus petite\*\*)
- Tête antichoc
- 55 dBA
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*

LE PREMIUM



PACKS

PACK FAUTEUIL  
TORNADO X  
+ EVO.15 1:5 L + EVO.15 1:1 L

**2490€** ~~3'040€~~

SOIT 910€ / INSTRUMENT

1 X TORNADO X LED RÉF. 1601085-001  
OU 1 X TORNADO X LK RÉF.1601086-001  
+ 1 X EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES RÉF. 1600940-001  
+ 1 X EVO.15 1:1L MICRO-SERIES RÉF. 1600938-001  
OU  
1 X TORNADO X LED RÉF. 1601085-001  
OU 1 X TORNADO X LK RÉF.1601086-001  
+ 1 X EVO.15 1:5 L STANDARD RÉF. 1600941-001  
+ 1 X EVO.15 1:1L STANDARD RÉF. 1600939-001



DUO PACK  
EVO.15

**1690€** ~~2'050€~~

RÉF. 1600940-001 + 1600938-001  
OU STANDARD 1600941-001 + 1600939-001

• Garantie 3 ans

• Garantie 2 ans

\* La garantie Bien-Air standard de 2 ans et la garantie optionnelle de 1 an sont disponibles via le programme d'extension de la garantie PlanCare de Bien-Air.

\*\* En comparaison avec les gammes CA 1:5 et CA 1:1.



## LES CLASSIQUES



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES

CA 1:5 L  
**710€**

1 x CA 1:5 L MICRO-SERIES  
REF. 1600690-001  
OU 1 x CA 1:5 L STANDARD  
REF. 1600386-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- 58 dBA
- Cool Touch™
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES

CA 1:1 L  
**595€**

1 x CA 1:1 L MICRO-SERIES  
REF. 1600691-001  
OU 1 x CA 1:1 L STANDARD  
REF. 1600384-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- 57 dBA
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*

### DUO PACK CA 1:5 L

**1310€** ~~1 720€~~

2 x CA 1:5 L MICRO-SERIES  
REF. 1600690-001  
OU 2 x CA 1:5 L STANDARD  
REF. 1600386-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- 58 dBA
- Cool Touch™
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*

### DUO PACK CA 1:1 L

**1110€** ~~1 520€~~

2 x CA 1:1 L MICRO-SERIES  
REF. 1600691-001  
OU 2 x CA 1:1 L STANDARD  
REF. 1600384-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- 57 dBA
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES

+



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES

+



DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES

## LES CLASSIQUES

PM 1:1  
**450€**

1 x PM 1:1 MICRO-SERIES  
REF. 1600693-001  
OU 1 x PM 1:1 STANDARD  
REF. 1600383-001

- Spray interne
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage

DISPONIBLE EN  
**micro**  
SERIES



CA 8:1  
**650€**  
STANDARD  
REF. 1600911-001



CA 10:1 L  
**890€**  
1 x CA 10:1 L  
REF. 1600385-001

- Réducteur par 10
- Irrigation interne
- Jusqu'à 3 ans de garantie\*



### MICROMOTEUR MC3 / MC3 LK

**790€**

1 x MC3 LED REF. 1600680-001  
1 x MC3 LK REF. 1600077-001

- Eclairage (MC3)
- 60 - 40 000 rpm
- 2,8 Ncm
- Compatible Micro-Series
- Gold Connect
- Jusqu'à 2,5 ans de garantie\*



### MICROMOTEUR MC2 / MC2 ISOLITE 300

**790€**

1 x MC2 LED REF. 1600681-001  
1 x MC2 ISOLITE 300 REF. 1600078-001


- Eclairage LED (MC2)
- 60 - 40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Compatible Micro-Series
- Gold Connect
- Jusqu'à 2,5 ans de garantie\*



# NEW CHIROPRO & CHIROPRO PLUS

**Simplicité.** Voici le maître-mot de la nouvelle gamme des systèmes moteurs d'implantologie et de chirurgie orale développée par Bien-Air Dental. Lors de la conception de ces deux systèmes, tout a été pensé afin d'en faciliter l'utilisation, jusque dans les moindres détails.

Différents par leurs domaines d'application, les systèmes **Chiropro** et **Chiropro PLUS** partagent la même simplicité d'utilisation.



## PURE SIMPLICITÉ

### NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY  
*motor system*

### NEW CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGY  
*motor system*

ORAL SURGERY  
*motor system*

#### NAVIGATION INTUITIVE

Grâce à son bouton de commande unique, la navigation devient un jeu d'enfant. Tournez le bouton pour faire défiler les menus puis validez votre choix par une simple pression. Vous avez dit simplicité ?

#### PRÉCISION ABSOLUE

Grâce à un système électronique de haute précision, le couple sélectionné sur la console correspond exactement au couple obtenu à la sortie de votre instrument\*. Aucune calibration supplémentaire n'est donc requise. C'est aussi simple qu'il y paraît.

#### SÉQUENCES OPÉRATOIRES PRÉPROGRAMMÉES

Grâce aux séquences opératoires préprogrammées, réalisez vos interventions en un minimum de temps. En fonction des données cliniques de votre patient, déterminez le nombre de séquences nécessaires à la réalisation de votre intervention – 3, 4 ou 5. Les paramètres de chaque étape sont alors automatiquement affichés. Vous pouvez maintenant réaliser votre opération, tout simplement.

#### INTERFACE CLAIRE ET CONCISE

Sobre et simple, l'écran vous donne accès en un coup d'œil à toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre intervention : type d'instruments, vitesse, couple, débit d'irrigation et sens de rotation.

#### SIMPLE, JUSQUE DANS L'ENTRETIEN

Le bouton de commande peut être facilement retiré de la console et stérilisé. De plus, la zone de contrôle est protégée par un verre hautement résistant et facile à nettoyer. La simplicité se cache aussi dans les détails.

\* Selon les tests effectués dans le laboratoire de recherche de Bien-Air Dental, les valeurs de couple affichées sur les systèmes Bien-Air Dental sont considérablement plus précises (marge d'erreur de +/- 5%) que celles affichées sur les systèmes des concurrents (marge d'erreur de +/- 10%).



## NEW CHIROPRO avec 1 contre-angle 20:1

L  
**3190 €**

- ✓ Navigation intuitive
- 1 x SET CHIROPRO 3<sup>rd</sup> GEN OFF rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series  
Jusqu'à 3 ans de garantie\*
- ✓ Micromoteur MX-i LED avec roulements à billes en céramique  
Jusqu'à 4 ans de garantie\*\*
- ✓ Couple maximum 70 Ncm

- L'offre comprend :
- 1 x console Chiropro 3<sup>rd</sup> Gen
  - 1 x contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
  - 1 x micromoteur MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
  - 1 x câble MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen
  - 1 x pédale de contrôle
  - 1 x support pièce à main
  - 5 x lignes d'irrigation
  - 2 x films de protection



## NEW CHIROPRO PLUS avec 1 contre-angle 1:2.5 L ou 20:1L

**3790 €**

- ✓ Navigation intuitive
- 1 x SET CHIROPRO PLUS 3<sup>rd</sup> GEN OFF rotatif de commande
- ✓ Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series  
2 ans de garantie
- ✓ Micromoteur MX-i LED PLUS autoventilé avec roulements à billes en céramiques  
3 ans de garantie
- ✓ Couple maximum 80 Ncm

- Le pack comprend :
- 1 x console Chiropro PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
  - 1 x contre-angle lumière CA 1:2.5 L Micro-series ou CA 20:1L
  - 1 x micromoteur MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
  - 1 x câble MX-i LED PLUS 3<sup>rd</sup> Gen
  - 1 x pédale de contrôle
  - 1 x support pièce à main
  - 5 x lignes d'irrigation
  - 2 x films de protection



### CORDON & MICROMOTEUR MXI (NEW CHIROPRO)

REF. 1700744-001  
**1290 €** ~~1-765 €~~

Cordon :  
**510 €**

REF 1601009-001  
vendu seul

MXI 3RD GEN :  
**990 €**

REF 1601008-001  
vendu seul



### PM 1:1 SPRAY EXTERNE

**490 €**  
• Spray externe  
• Compatible avec les micromoteurs Micro-Series  
• Sans éclairage



### CONTRE-ANGLE 20:1 L **1090 €**

1 x CONTRE-ANGLE 20:1 L MICRO-SERIES  
REF. 1600692-001  
OU 1 x CONTRE-ANGLE 20:1 L STANDARD  
REF. 1600598-001

- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Résistance élevée à la corrosion
- Technologie d'irrigation brevetée



### CORDON & MICROMOTEUR MXI (NEW CHIROPRO PLUS)

REF. 1700758-001  
**1390 €** ~~1-805 €~~

Cordon :  
**540 €**

REF 1601069-001  
vendu seul

MXI PLUS:

**990 €**

REF 1600755-001  
vendu seul



### PM 1:2 SPRAY EXTERNE **890 €**

PM 1:2 REF. 1600436-001

- Spray externe
- Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
- Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
- Sans éclairage



### CONTRE ANGLE CA 1:2.5 L MS **1090 €**

REF 1601055-001

- Ratio 1:2.5 L - pour vos interventions de chirurgie et de parodontie

- Technologie d'irrigation brevetée
- Technologie de barreaux en verre multibrins
- Multiplicateur 1:2.5 - vitesse maximale 100,000 rpm
- Résistance élevée à la corrosion



## SET iCHIROPRO

### 4690 €

1 x SET iCHIROPRO RÉF. 1700440-001  
(INCLUS CONTRE-ANGLE LUMIÈRE CA 20:1 L MICRO-SERIES)

- Opérations multi-implants
- Séquences opératoires préprogrammées
- Rapport d'opération et dossier patient
- Relié à CoDiagnostix (logiciel de planification d'implantologie)
- Interface multi-utilisateurs
- Lecteur de code-barres d'implants
- Couple > 70 Ncm

#### Offre :

- 1 x console iChiropro
- 1 x Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-series
- 1 x micromoteur MX-i LED avec 3 ans de garantie\*
- 1 x câble MX-i LED
- 1 x pédale
- 10 x lignes d'irrigation
- 2 x films de protection stériles pour iPad



IPAD NON INCLUS

### LIGNES D'IRRIGATION JETABLES

#### 77 €

10 x LIGNES D'IRRIGATION  
RÉF. 1500984-010



Set de 10 lignes d'irrigation stériles à usage unique

### BOUTON DE COMMANDE (POUR NEW CHIROPRO 3<sup>RD</sup> GEN)

#### 80 €

1 x BOUTON DE COMMANDE CHIROPRO 3<sup>RD</sup> GEN  
RÉF. 1307031-001



Bouton de commande stérilisable

### FILMS DE PROTECTION STÉRILES

#### 54 €

10 x FILMS DE PROTECTION STÉRILES IPAD  
RÉF. 1501746-010  
OU 10 x FILM DE PROTECTION STÉRILE CHIROPRO 3<sup>RD</sup> GEN  
RÉF. 1502329-010



Set de 10 films stériles à usage unique

### LE MOT DU TECHNICIEN :

« parce que l'entretien est crucial pour la longévité de votre matériel, retrouvez toutes nos fiches d'entretien sur [www.bienair.com](http://www.bienair.com) »



S W I S S  M A D E

[www.bienair.com](http://www.bienair.com)



## NOUS PRENONS SOIN DE VOTRE MATÉRIEL

### RÉCEPTION

Nos techniciens sont à votre écoute

Votre atelier SAV Bien-Air : Proximité et disponibilité  
grâce à notre hotline

Contactez-nous au **01 49 08 02 60**

### EXPÉDITION

Livraison express sécurisée

Expédition TNT en 24h  
sous packaging réutilisable  
Dédié à vos réparations  
Traçabilité des colis

### ENREGISTREMENT

Traçabilité et suivi  
de vos matériels

Grace à notre logiciel  
SAV dédié



### RÉPARATION

SAV 100% Bien-Air

Pièces détachées d'origine  
100% certifiées fabricant  
Techniciens experts  
Garantie des réparations  
de 6 mois à 1 an  
Traçabilité

### DIAGNOSTIC

Le conseil

Que votre matériel soit sous garantie  
ou non, nos techniciens expérimentés  
vous apporteront la solution de réparation  
la plus optimale (forfaits de réparation,  
échanges à neuf à tarifs préférentiels)  
Nos devis en toute transparence sous 48h